

2021年3月吉日

お客様 各位

メリットメディカル・ジャパン株式会社

## メリット Prelude IDEAL シースイントロデューサー製品仕様変更のご案内

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、この度弊社販売品の Prelude Ideal（販売名：メリット プレリユードシースイントロデューサー、医療機器承認番号：231ADBZX00016000）につきまして、誠に勝手ではございますが、構成品に一部仕様変更をさせて頂くこととなりました。お客様各位には大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。今後とも弊社製品のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。ご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお客様 AZ センター（TEL 03-5989-0201）もしくは弊社営業担当にお問い合わせください。

謹白

～ 記 ～

### ■ 仕様変更品切り替え時期：

2021年3月より順次現行品の在庫がなくなり次第、販売を終了し、変更品に切り替えさせていただきます。

### ■ 仕様変更詳細

#### ① 0.018in ニチノールガイドワイヤーの X 線不透過素材

対象製品：PID○F7018NTPD（7cm タイプ）

変更内容：パラジウム⇒プラチナ

#### ② Two-Part アクセスニードル（22G 及び 20G）の製造

対象製品：PID○F○○○○○PW（11/17/23cm タイプ）

変更内容：ニプロ社製造針⇒メリットメディカル社製造針




■ 変更仕様内容 : ラベル/外装


変更前



変更後



■ 変更仕様内容 : パーツ



セット内容

Needle

拡大写真

セット内容

Needle

拡大写真



フレンチ サイズ	カタログ番号	現行 JAN コード	変更後 JAN コード	変更開始見込み
4F	PID4F7018NTPD	0884450381595	0884450523049	3月中
	PID4F11021PW	0884450381496	0884450517529	順次
	PID4F11025PW	0884450381519	0884450518106	順次
	PID4F16021PW	0884450381533	0884450518113	順次
	PID4F16025PW	0884450381557	0884450518120	順次
	PID4F23021PW	0884450381571	0884450518137	順次
5F	PID5F7018NTPD	0884450381809	0884450523063	3月中
	PID5F11021PW	0884450381632	0884450518144	順次
	PID5F11025PW	0884450381663	0884450518151	順次
	PID5F16021PW	0884450381700	0884450518168	順次
	PID5F16025PW	0884450381755	0884450518175	順次
	PID5F23021PW	0884450381779	0884450518182	順次
6F	PID6F7018NTPD	0884450381977	0884450523087	3月中
	PID6F11021PW	0884450381847	0884450518199	順次
	PID6F11025PW	0884450381878	0884450518205	順次
	PID6F16021PW	0884450381892	0884450518212	順次
	PID6F16025PW	0884450381922	0884450518229	順次
	PID6F23021PW	0884450381946	0884450518236	順次
7F	PID7F11021PW	0884450382011	0884450518243	順次
	PID7F11025PW	0884450382035	0884450518250	順次
	PID7F16021PW	0884450382059	0884450518267	順次
	PID7F16025PW	0884450382073	0884450518274	順次
	PID7F23021PW	0884450382097	0884450518281	順次

医療機器承認番号:231ADBZX00016000

以上

