

# Interventional インターベンション関連アクセサリー



Y-Adapters & Hemostasis Valves  
Hemostasis Valves Adapters  
MARQUIS™ Stopcocks  
High Pressure Flow Control Switch  
VackLok™

Inflation Device  
PreludeSYNC™  
SafeGuard™  
Prelude EASE™  
Tubing  
Guide Wire  
Torque Device

BowTie™  
RXP™  
Meritrans DTXPlus™  
Backstop™ Disposal Systems  
ShortStop™  
MEDALLION®

## Y-Adapters & Hemostasis Valves

### Yコネクタ・止血弁

インターベンションや診断用デバイスの挿入・抜去操作の際の血液漏れを防止する止血弁構造を備えたアダプターです。



AccessPLUS™

製品番号	内径
500628002	.120"/9 F



Passage™

製品番号	内径
500066	.097"/7.5 F



DoublePlay™

製品番号	内径
50175001	.120"/9 F



PhD™  
バネ式の  
プッシュ&ホールド機構

製品番号	内径
MAP800	.096"/7.3 F



Honor™  
プッシュ&プル式

製品番号	内径
500066	.094"/7.2 F



FLO40™  
50 mmショートボディ

製品番号	内径
580335001	0118"/9 F



FLO50™  
60 mmショートボディ

製品番号	内径
504284001	0118"/9 F



FLO30™

製品番号	内径
FLO30P	0118"/9 F



AccessPLUS™  
エクステンションチューブ付  
(500 psi)

製品番号	内径
563010001	.120"/9 F

## Hemostasis Valves Adapters

カテーテルからの血液漏れを防ぐ止血弁。

挿入したカテーテルやガイドワイヤー等の操作がスムーズに行えます。サイドアーム付きキラーロック式の止血弁です。



製品番号	規格
501744002	カテーテル≤8F



製品番号	規格
502145002	カテーテル≤8F



製品番号	規格
501798002	カテーテル≤4F



製品番号	規格
502017002	カテーテル≤8F

# MARQUIS™ Stopcocks

- 掴まり易い大きなシャークフィン型レバー
- エアーの巻き込みを最小限に低減するエアレスローテータ

製品番号	耐圧 (psi)	ルアー規格
U1FLP	1200	固定型オスルアー
H1RP	1050	ローテティングアダプタ
M1SLP	500	スリッパールアー
S1FLP	200	固定型オスルアー
U3RRP	1200	ローテティングアダプタ 右ポート
H3SLP	1050	スリッパールアー右ポート
M3RLP	500	ローテティングアダプタ 左ポート
S3SNP	200	スィブルナットオスルアー 右ポート
H4RRP	1050	ローテティングアダプタ 右ポート



U1FLP



H1RP



M1SLP



S1FLP



U3RRP



H3SLP



M3RLP



S3SNP



H4RRP

販売名: 活栓キット  
医療機器認証番号: 228ADBZX00119000

# High Pressure Flow Control Switch

クリック感のあるスイッチは、オープン/クローズの認識がし易く、片手操作が可能です。スイッチ部は全5色から選べます。



ルアーコネクタ: オス/メス

製品番号	内径
503290001	.065"

販売名: メリット ハイプレッシャー インジェクションライン  
医療機器認証番号: 20200BZY01139000

# VackLok™

## 陰圧シリンジ

プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。

製品番号	容量	ロック数
A VAC110P	10 mL	4
B VAC120-RP	20 mL	4
C VAC130-LBP	30 mL	6
D VAC160P	60 mL	6





## Inflation Device

アナログ式・デジタル式 各種取り揃えております。



basixTOUCH™  
35 atm 対応 アナログ

製品番号	容量
IN8130	30 mL



BLUE DIAMOND™  
30 atm 対応 デジタル

製品番号	容量
IN7130	20 mL



basixCOMPAK™  
30 atm 対応 アナログ

製品番号	容量
IN4130	20 mL

販売名：メリット ベーシックスタッチ  
医療機器届出番号：13B1X10229MM0005

販売名：メリット ブルーダイヤモンド  
医療機器届出番号：13B1X10229MM0006

販売名：メリット ベーシックスコンパック  
医療機器届出番号：13B1X10229MM0004

## PreludeSYNC™

### 橈骨動脈用止血バンド

- バルーンにマーカースがっているため、穿刺部位との位置合わせが容易です。
- 透明なプレートにより、止血状態が容易に確認できます。
- ソフトなバルーンが痛みを軽減させ、柔軟なプレートが手首のカーブに沿い、快適性を向上させます。
- 専用シリンジを使用するので他のシリンジを誤って接続することはありません。
- 24 cmと29 cm長の2つのサイズがあります。



販売名：メリット プレリウド SYNC  
医療機器届出番号：13B1X10229MM0019

## SafeGuard™

### フェモラル穿刺の圧迫止血が容易

- バルーンによる圧迫をスピーディーに調節することが可能です。
- 患者様の装着中や搬送時にも圧迫部位の圧力を一定に維持することができます。
- 透明ウインドウから圧迫部位の止血状態を容易に確認することができます。
- ソフトなバルーンが圧迫による痛みを軽減します。



販売名：メリット セーフガード  
医療機器届出番号：13B1X10229MM0012

## Prelude EASE™

### シースイントロデューサ

- シースの先端とダイレータの段差を低減し、親水性コーティングを塗布することにより、容易な挿入を実現しました。

シース長	シースFr	GW	GW長	GW先端形状	GW仕様
7 cm ~ 23 cm	4 Fr ~ 7 Fr	0.018" ~ 0.025"	40 cm ~ 80 cm	ストレート・アングル	マンドレル・プラスチックジャケット

販売名：メリット プレリウド シースイントロデューサ  
医療機器認証番号：231ADBZX00016000



## Tubing

2タイプの耐圧レンジを提供しています。  
詳細お問い合わせください。

### HPCシリーズ

ポリウレタンの内側をナイロンで  
コートしたEXCITE™製



### HPTシリーズ

クリアな塩化ビニール樹脂製



耐圧 (psi)	有効長	内径 (mm)
1200	10" / 25 cm	ID : 1.8 OD : 3.6
	20" / 51 cm	
	30" / 76 cm	
	39" / 100 cm	OR
	48" / 122 cm	
	59" / 150 cm	
	72" / 183 cm	
60" / 152 cm	ID : 1.8 OD : 4.78	
10" / 25 cm		
900	20" / 51 cm	ID : 1.8 OD : 4.78
	30" / 76 cm	
	48" / 122 cm	
500	10" / 25 cm	ID : 1.8 OD : 4.0
	20" / 51 cm	

## Guide Wire

各種ガイドワイヤも取り揃えて  
おります。  
詳細はお問い合わせ  
ください。



## Torque Device

ガイドワイヤ用の各種トルクデバイスです。

### SeaDragon2™



製品番号	対応ガイドワイヤ
501695001	0.018" - 0.038"

### Pin Vise



製品番号	対応ガイドワイヤ
510061001	0.009" - 0.018"
502013001	0.013" - 0.024"
501985001	0.021" - 0.040"



製品番号	対応ガイドワイヤ
510061003	0.009" - 0.018"

### H2O Torq™



製品番号	対応ガイドワイヤ
701655001	0.025" - 0.040"



製品番号	対応ガイドワイヤ
701656001	0.010" - 0.020"



製品番号	対応ガイドワイヤ
510061002	0.009" - 0.018"



製品番号	対応ガイドワイヤ
510061004	0.009" - 0.018"

販売名：メリット ヘモステティスバルブ  
医療機器認証番号：227ADBZX00092000

## Other Accessories

### BowTie™

ガイドワイヤインサクションツール



製品番号
502423001

### RXP™

フラッシュ用シリンジ



製品番号	容量
RXPORP	4 mL

販売名：メリット RXPフラッシングシリンジ  
医療機器届出番号：13B1X10229MM0027

### Meritrans DTXPlus™

ディスプレイ  
血圧トランスデューサシステム



製品番号
683162

注)ご使用時には  
別途中断ケーブル  
が必要となります。

販売名：血圧モニタリング・キット  
医療機器認証番号：15800BZY00559000

## Backstop™ Disposal Systems

- 血液や体液のはね返りから術者を守ります。
- 容器の内部には排液を吸収する吸水シートが入っています。
- 廃棄の際、容器の底に付いているフタを外し、一度閉めると開封は困難な状態になり、安全に排液を処理できます。



Backstop™

製品番号	容量
MBS100P	500 mL



MiniStop™

製品番号	容量
MMS100P	100 mL

## ShortStop™

- ShortStop (ショートストップ) は、安全な状態で針を保持します。底にあるシールで固定することができます。
- ShortStop ADVANTAGE (ショートストップアドバンテージ) は、側面に曲げることなく、針が付いたままのシリンジを保持することができます。
- 術野で目立つ、赤色の外観。



製品番号
SS10P



製品番号
SS20P

## MEDALLION®

メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認しやすい仕様です。印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。




ウイングタイプ

サイズ	1 mL	3 mL	6 mL	10 mL	20 mL	30 mL	60 mL
ルアー	ロックタイプ		スリップタイプ				
目盛	0.01 mL	0.1 mL	0.5 mL	1 mL			
シリンジ	スタンダードタイプ		ウイングタイプ				

販売名：メダリオンシリンジ  
医療機器届出番号：13B1X10229MM0001

### ▶ カスタマイズ

製品への名入れやロゴ・プリントも承ります。また、色や形状も選択いただけます。活栓等、他のパーツとの組み合わせも可能です。



※このカタログに掲載された商品は、一部を除き滅菌済み、未滅菌バルクのどちらでも供給可能です。



COMPONENTS | DEVICES | POSSIBILITIES™

製造販売業者

メリットメディカル・ジャパン株式会社

〒163-0531 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル

<https://www.merit.co.jp>



■ 注文・納期・在庫のお問い合わせ

カスタマーサービス TEL.03-5989-0200 FAX.03-5909-5851

■ 製品関連・資料請求

お客様AZセンター TEL.03-5989-0201 FAX.03-5909-5402