

# BackStop™ & DEPOT™

## BackStop™

- 血液のはね返りから術者を守ります。
- 容器の内部には排液を吸収する吸水シートが入っています。
- 廃棄の際、容器の底に付いているフタを外し、一度閉めると開封は困難な状態になり、安全に排液を処理できます。

※注意 シリンジに針を取り付けた状態での廃出は行わないでください。  
容器に穿孔が生じる可能性があります。



カタログ番号	製品名	規格
MBS100	BackStop	500 mL 血液廃棄用ボックス

包装単位：10


## DEPOT™

- 排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。
- 術野をクリーンに保つことができます。
- 脳血管造影、腹部血管造影に最適です。
- マニホールドキットとの組み合わせが可能です。




カタログ番号	製品名	規格
MDD100	DEPOT 1400 mL	183 cmチューブ付
MDD200H	DEPOT 1400 mL 122 cmチューブ付	スパイク付180 cmチューブ、 チェックリリースバルブ付オスコネク
MDD500H	DEPOT 1400 mL 122 cmチューブ付	スパイク付180 cmチューブ 2本、 一方弁オスコネク、三方活栓


包装単位：20



MDD100



MDD200H



MDD500H

生理食塩液ライン  
造影剤ライン  
シリンジ接続口  
三方活栓  
一方弁