



MEDALLION® Syringe



MEDALLION® Syringe

MEDALLION® シリンジ


メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、
ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認しやすい仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
プランジャーは6色から、先端ルアーは固定型オスルアー
もしくはスリップルアーより選択が可能です。





ウイングハンドル

10mLと20mLの2種類



ルアーオプション

ロックタイプ / スリップタイプ

ポリカーボネート製
シリング外筒

サイズ

1, 3, 6, 10,
20, 30 & 60mL

プランジャーは6色
から選択

黄緑、黄色、赤色、緑、
水色、白色

MEDALLION® Syringe

MEDALLION® シリンジ

| プランジャーの色 | | 白 | 水色 | 黄 | 赤 | 黄緑 | 緑 |
|----------|------------------------------------|---|----|---|---|----|---|
| サイズ | 1mL 3mL 6mL 10mL 20mL 30mL 60mL | | | | | | |
| ルアー | ロックタイプ スリップタイプ | | | | | | |
| 目盛 | 0.01 mL 0.05 mL 0.1 mL 0.2 mL 1 mL | | | | | | |
| シリンジ | スタンダードタイプ ウイングタイプ | | | | | | |



スタンダード(ロックタイプ)

| サイズ | 目盛 | カタログ番号 | プランジャーの色 |
|-------|---------|------------|----------|
| 1 mL | 0.05 mL | MSS011E | ○ 白 |
| | | MSS011-LBE | ● 水色 |
| 3 mL | 0.1 mL | MSS031E | ○ 白 |
| | | MSS031-LBE | ● 水色 |
| | | MSS031-YE | ● 黄 |
| | | MSS031-RE | ● 赤 |
| | | MSS031-LGE | ● 黄緑 |
| 6 mL | 0.2 mL | MSS061E | ○ 白 |
| 10 mL | 0.2 mL | MSS111E | ○ 白 |
| | | MSS111-LBE | ● 水色 |
| | | MSS111-YE | ● 黄 |
| | | MSS111-DG* | ● 緑 |
| 20 mL | 1 mL | MSS121E | ○ 白 |
| 30 mL | 1 mL | MSS131E | ○ 白 |
| 60 mL | 1 mL | MSS160 | ○ 白 |

*受注生産 包装単位：25

| サイズ | 目盛 | カタログ番号 | プランジャーの色 |
|------|---------|------------|----------|
| 1 mL | 0.01 mL | K01-05197E | ○ 白 |

包装単位：25

| サイズ | 目盛 | 表示 | カタログ番号 | プランジャーの色 |
|-------|--------|----------|------------|----------|
| 3 mL | 0.1 mL | CONTRAST | K01-00146 | ● 緑 |
| 10 mL | 0.2 mL | ノルアド | K01-05431E | ● 赤 |

包装単位：25

ウイング(ロックタイプ)

| サイズ | 目盛 | カタログ番号 | プランジャーの色 |
|-------|--------|--------|----------|
| 10 mL | 0.2 mL | MSSW11 | ○ 白 |
| 20 mL | 1 mL | MSSW21 | ○ 白 |

包装単位：25

スタンダード(スリップタイプ)

| サイズ | 目盛 | カタログ番号 | プランジャーの色 |
|-------|--------|------------|----------|
| 3 mL | 0.1 mL | K01-02032E | ● 水色 |
| 10 mL | 0.2 mL | K01-60131E | ● 黄 |

包装単位：25

販売名：メダリオンシリンジ
医療機器届出番号：13B1X10229MM0001

*受注生産になります。お届けまで8週間かかりますのでご了承ください。



Understand. Innovate. Deliver.™

製造販売業者

メリットメディカル・ジャパン株式会社

〒163-0531 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル
<https://www.merit.co.jp>

製品ご使用の際は、添付文書あるいは取扱説明書をご確認ください。

©2024 Merit Medical Systems. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners.



■ お問い合わせは、こちらのフォームをご利用ください。
<https://www.merit.co.jp/contact-us/>

