
観血式血圧モニタリング 閉鎖式採血システム

閉鎖式血圧モニタリング・キットの利点

- 患者の感染リスクの低減 三方活栓のポート管理の問題点を解消します。
- 術者の感染リスクの低減 針刺し事故や血液曝露のリスクを低減します。
- 患者自己血の損失を防ぐ 採血時の希釈血液の廃棄は必要ありません。
- 採血手技の標準化を図る 個人差による検査データのばらつきを防ぎます。



閉鎖式圧ライン用の予備吸引用シリンジ。 付属の三方活栓により、シリンジを圧ライン から遮断することで良好な周波数特性を維持 します。

シリンジ容量は、1~10 mLの間で選択可能で、採血手技の標準化をサポートでき、NICU等でも安心してご使用いただけます。




閉鎖式採血システムラインナップ







プラネクタ®



 $Safedraw^{\mathsf{TM}}$

マーベラス三方活栓



マーベラス三方活栓の特長と利点

ルアロック式と ルアスリップ式 両タイプのシリンジで アクセス可能

特殊なコック構造が、 側注部のフラッシュ操作を 簡素化

三方活栓タイプなので、 良好な圧再現性を維持





特殊なコック構造

豊富なカラーバリエーションで、 動脈/静脈圧の 識別が容易(全5種類)

ハウジング内の デッドスペースが少ない





M-SEPTUM



M-SPC4B



M-SPC4W-C



カタログ番号 包装単位

689067

689110

_

単品販売なし

マーベラス三方活栓付きスタンダードキット

1箱25個入

カタログ番号 689063 製品名 DT4812M 構 成 赤

Easy VentTMキャップ、ラベルセット付属

包装単位

カタログ番号

689066

製品名

DTSD4812MX2

包装単位

1箱5個入

1箱5個入

販売名: 血圧モニタリング・キット医療機器認証番号: 15800BZY00559000