



オールインワン

手技に必要なものがすべて同梱され、すぐに使える状態に整理されています。

スピーディ

キットを最初から組み立てる必要がありません。


エコノミー

個別包装と比べ、全体的なコストも節減できます。

スペシャリティ

心臓穿刺手技を考慮して開発されたハイレフローカテーテル。

カタログ番号	キット内容
PC805	8.3 F ピッグテールカテーテル
PC101	6 F ピッグテールカテーテル
PC201	6 F ストレートカテーテル



マーカースバンド付き8.3 F

8.3 F キット構成



8.3 Fピッグテールカテーテル(有効長40 cm)
 8.5 Fダイレータ(有効長22 cm)
 .035"×80 cm ダブルエンドガイドワイヤー(Jとストレート)
 麻酔用針:25 G(3.8 cm長)
 薬剤吸引用針:18 G(3.8 cm長)
 穿刺針:18 G(9 cm長)
 穿刺針:18 G(15 cm長)
 Futura 安全スカルペル#11
 10 mL ルアーロックシリンジ
 20 mL ルアーロックシリンジ
 50 mL ルアーロックシリンジ
 ドレナージバッグ(デュポット):1,000 mL
 ラージボア三方活栓(2個)
 ダブルエンド ワニ口クリップケーブル
 ガーゼ(10×10 cm、10枚)
 窓開きドレープ(60×60 cm)
 吸水防水ドレープ(46×60 cm)

6 F キット構成



6 Fピッグテールもしくは6 Fストレートカテーテル(有効長60 cm)
 6 Fダイレータ(有効長22 cm)
 .035"×80 cm ダブルエンドガイドワイヤー(Jとストレート)
 麻酔用針:22 G(6 cm長)
 薬剤吸引用針:18 G(3.8 cm長)
 穿刺針:18 G(9 cm長)
 穿刺針:18 G(15 cm長)
 Futura安全スカルペル#11
 10 mL ルアーロックシリンジ
 50 mL ルアーロックシリンジ
 ドレナージバッグ(デュポット MDD100):1,400 mL
 三方活栓
 ダブルエンド ワニ口クリップケーブル
 ガーゼ(10×10 cm、10枚)
 窓開きドレープ(40×40 cm)
 吸水防水ドレープ(46×66 cm)