

VacLok™ & RXP™

VacLok™ シリンジ

陰圧を維持

プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。うっかり離脱の予防もできます。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。

人間工学に基づくデザイン

ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、優れた操作性を実現しました。

サイズ	カタログ番号	段階数	プランジャーの色
10 mL	VAC110	4	○ 白
20 mL	VAC120E	4	○ 白
30 mL	VAC130E	6	○ 白
60 mL	VAC160E	6	○ 白

包装単位：25



Vascular

RXP™

RXデバイスに使用するフラッシュ専用の4 mLシリンジです。

サイズ	カタログ番号	プランジャーの色
4 mL	RXPOR	● オレンジ

包装単位：25

