


VACLOK[®]

VacLok[™] シリンジ



EXPANDING THE POSSIBILITIES



MERIT MEDICA[®]


VacLokシリンジは、ロック機構により陰圧を維持するツールで、
血栓吸引やバルーンデフレーション時に貢献




VacLokシリンジの特徴：

- 陰圧維持**
陰圧を維持することが可能で、うっかり離脱の予防もできます。
- 人間工学に基づくデザイン**
ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、操作性向上に貢献します。
- 様々なサイズ**
10mL、20mL、30mL、60mLのサイズを取り揃えています。
- 多用途デバイス**
陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。
- 陰圧設定**
シリンジのサイズに応じて、4または6段階の異なる陰圧を維持することが可能です。

Step 1: Pull



Step 2: Rotate & Release



サイズ	カタログ番号	段階数	プランジャーの色
10mL	VAC110	4	○白
20mL	VAC120E	4	○白
30mL	VAC130E	6	○白
60mL	VAC160E	6	○白

包装単位：25

販売名：メリット バックロックシリンジ
医療機器届出番号：13B1X10229MM0003



Understand. Innovate. Deliver.™

製造販売業者

メリットメディカル・ジャパン株式会社

〒163-0531 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル

<https://www.merit.co.jp>

製品ご使用の際は、添付文書あるいは取扱説明書をご確認ください。

©2024 Merit Medical Systems. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners.



■ お問い合わせは、こちらのフォームをご利用ください。
<https://www.merit.co.jp/contact-us/>



IVR-060-00