


潰れ／シワ

- 適合：元梱包装、販売包装内の製品に影響がない状態

適合例



適合例




適合例



潰れ／シワ

- 適合：元梱包装、販売包装内の製品に影響がない状態

適合例



適合例



適合例



破れ

- 適合：包装の1/3以下の破れ

適合例



適合例



適合例



破れ


- 適合：包装の1/3以下の破れ

適合例



法定表示

- 適合：医薬品医療機器等法第63条等で定められた表示事項が判別できること
- 表示事項：製造販売業者の氏名又は名称及び住所／名称／製造番号または製造記号／重量、容量又は個数等の内容量／使用期限／高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の別／単回使用（再使用禁止）である旨／承認番号、認証番号、届出番号
- バーコードがバーコードリーダーで読み込めないような欠けがないこと



表示事項

- ① 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- ② 名称
- ③ 製造番号または製造記号
- ④ 重量、容量又は個数等の内容量
- ⑤ 使用期限
- ⑥ 高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の別
- ⑦ 単回使用（再使用禁止）である旨
- ⑧ 承認番号、認証番号、届出番号

適合例2

