

2021年8月吉日

お客様 各位

メリットメディカル・ジャパン株式会社

仕様変更に伴う JAN コード変更のご案内

(PreludeSYNC DISTAL)

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、この度弊社販売品の SDRB-REG-LT 及び SDRB-REG-RT (販売名:メリット プレリュード SYNC、医療機器届出番号: 13B1X0229MM0019) の JAN コードが下記の通りに変更します。ご不便とご迷惑をおかけしておりますこととお詫び申し上げます。

尚、本案内は弊社ホームページの製品関連のお知らせにも掲載致します。画像はそちらでもご確認いただけると幸甚に存じます。ご不明な点などございましたら、どうかご遠慮なく弊社営業担当もしくはカスタマーサービス課 (TEL 03-5989-0200) にお問い合わせください。

今後とも弊社製品のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

— 記 —

| カタログ番号 | 現行 JAN コード | 変更後 JAN コード | 変更開始見込み |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| SDRB-REG-LT | 0884450363676 | 0884450525210 | 2021年8月上旬 |
| SDRB-REG-RT | 0884450363652 | 0884450525579 | 2021年8月上旬 |



【仕様変更内容】

- ① シリンジカラー 変更前 : 紫色 → 変更後 : 緑色
シリンジ印字 変更前 : 白色 → 変更後 : 黒色

変更前



変更後



- ② アダプターロック機構 変更前 : ロック機構なし
変更後 : ロック機構あり(1/4 回転 時計回り)

変更前 : ロック機構なし



変更後 : 回転式ロック機構



以上

