

PreludeSYNC™ & PreludeSYNC^oDISTAL™

PreludeSYNCの特徴

EFFECTIVE, COMFORTABLE and SECURE

- バルーンにマーカースがっているため、穿刺部位との位置合わせが容易です。
- 透明なプレートにより、止血状態が容易に確認できます。
- ソフトなバルーンが痛みを軽減させ、柔軟なプレートが手首のカーブに沿い、快適性を向上させます。
- 専用シリンジを使用するので他のシリンジを誤って接続することがありません。
- 24 cmと29 cm長の2つのサイズがあります。
- 全12種類のデザインの中からアソートで5種類が入っています。

PreludeSYNC 橈骨動脈、尺骨動脈用

| カタログ番号 | 規格 | 付属キット内容 | 包装単位 |
|---------|------------------|--------------------------|------|
| SRB24AC | 24 cm | 専用20 mLシリンジ、 記入用シール2枚 | 5 |
| SRB29AC | 29 cm | | |
| カタログ番号 | PreludeSYNC用シリンジ | | 包装単位 |
| SRB20AC | 20 mL | | 10 |



専用シリンジと接続部の拡大図



PreludeSYNC DISTALの特徴

INNOVATIVE

本邦初の末梢橈骨動脈アクセス専用の圧迫止血デバイスになります。

SMART and CHARMING

- バルーンには穿刺部位との位置合わせ用マーカースが付いています。
- 透明なプレートにより、止血状態が容易に確認できます。
- ソフトなバルーンは末梢橈骨動脈穿刺部位を効果的に局所圧迫し、止血を行います。
- ナイロン製のバンドは柔らかく、優しいフィット感で圧迫をサポートし、長時間装着する場合の不快感を低減します。
- 右手用と左手用の2つの規格があります。
- 全6種類のデザインの中からアソートで5種類が入っています。

PreludeSYNC DISTAL 末梢橈骨動脈用

| カタログ番号 | 規格 | 付属キット内容 | 包装単位 |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------|
| SDRB-REG-RT | 右手用 | 専用10 mLシリンジ、 延長用バンド、 記入用シール2枚 | 5 |
| SDRB-REG-LT | 左手用 | | |
| カタログ番号 | PreludeSYNC DISTAL用シリンジ | | 包装単位 |
| SDRB10AC | 10 mL | | 10 |



専用シリンジと接続部の拡大図



延長用バンド



SAFEGUARD™

SAFEGUARDの特徴

フェモラル穿刺の圧迫止血が容易

Manual Assist Technique (MAT) 臨床試験¹では、診断およびインターベンション処置後のSAFEGUARDによる大腿動脈の圧迫時間の短縮は安全で有効であることが確認されました。

REAL PRESSURE

- バルーンによる圧迫をスピーディーに調節することが可能です。
- 患者様の装着中や搬送時にも圧迫部位の圧力を一定に維持することができます。
- 透明ウインドウから圧迫部位の止血状態を容易に確認することができます。

REAL COMFORT

- ソフトなバルーンが圧迫による痛みを軽減します。
- 臨床試験では、患者様の87 %が装着感を「非常に快適」と回答しています¹。


¹ 社内データ。

² 用手圧迫スタディのサブセット。Reduced Vascular Complications After Percutaneous Coronary Interventions with a Nonmechanical Suture Device: Results from the Randomized RACE Study,™ Sanborn, TA.

SAFEGUARD

| カタログ番号 | 規格 | 付属キット内容 | 包装単位 |
|--------------|-------|-------------|------|
| 0684-00-0562 | 24 cm | 専用40 mLシリンジ | 5 |

専用40 mL
シリンジ



REAL RESULTS¹

低い合併症率

SAFEGUARDはマニュアルのみの圧迫止血に比べ合併症の発現率が低いことが示されました。

重大な合併症率(101例の患者による試験結果)

| | |
|---------------------------|-------|
| SAFEGUARD 患者 ¹ | 1.0 % |
| マニュアルでの圧迫止血 ² | 2.4 % |

