



# 観血式血圧モニタリング 閉鎖式採血システム

## 閉鎖式血圧モニタリング・キットの利点

- 患者の感染リスクの低減 - 三方活栓のポート管理の問題点を解消します。
- 術者の感染リスクの低減 - 針刺し事故や血液曝露のリスクを低減します。
- 患者自己血の損失を防ぐ - 採血時の希釈血液の廃棄は必要ありません。
- 採血手技の標準化を図る - 個人差による検査データのばらつきを防ぎます。



閉鎖式圧ライン用の予備吸引用シリンジ。付属の三方活栓により、シリンジを圧ラインから遮断することで良好な周波数特性を維持します。

シリンジ容量は、1~10 mLの間で選択可能で、採血手技の標準化をサポートでき、NICU等でも安心してご使用いただけます。


## 閉鎖式採血システムラインナップ



マーベラス三方活栓



プラネクタ®



Safedraw™

# マーベラス三方活栓

## マーベラス三方活栓の特長と利点




白コック/クリアポート


ルアロック式と  
ルアスリップ式  
両タイプのシリンジで  
アクセス可能

特殊なコック構造が、  
側注部のフラッシュ操作を  
簡素化

三方活栓タイプなので、  
良好な圧再現性を維持



セプタム開通時



特殊なコック構造

豊富なカラーバリエーションで、  
動脈/静脈圧の  
識別が容易(全5種類)

ハウジング内の  
デッドスペースが少ない

M-SPC4W-C



M-SPC4R



M-SPC4B



M-SPC4Y



M-SEPTUM




M-SPC4W-R



|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| カタログ番号 | 689117 | 689067 | 689118 | 689119 | 689110 | -      |
| 包装単位   | 1箱25個入 |        |        |        |        | 単品販売なし |


## マーベラス三方活栓付きスタンダードキット

|        |        |     |         |      |       |
|--------|--------|-----|---------|------|-------|
| カタログ番号 | 689063 | 製品名 | DT4812M | 包装単位 | 1箱5個入 |
|--------|--------|-----|---------|------|-------|



- 構成
- DT-XX ..... 1個
  - ローテータロックチューブ(30 cm) ..... 1本
  - 血圧チューブ(120 cm) ..... 1本
  - マーベラス三方活栓(赤コック/赤ポート) ..... 1個
  - 気泡除去フィルタ付き輸液セット ..... 1本  
(マイクロ・ドリップ150 cm)
  - Easy Vent™キャップ、ラベルセット付属

|        |        |     |             |      |       |
|--------|--------|-----|-------------|------|-------|
| カタログ番号 | 689066 | 製品名 | DTSD4812MX2 | 包装単位 | 1箱5個入 |
|--------|--------|-----|-------------|------|-------|



- 構成
- DT-XX ..... 1個
  - 予備吸引用シリンジ(10 mL) ..... 1個
  - ローテータロックチューブ(30 cm) ..... 1本
  - 血圧チューブ(120 cm)(細径) ..... 1本
  - 血圧チューブ(30 cm) ..... 1本
  - マーベラス三方活栓(赤コック/赤ポート) ..... 2個
  - 気泡除去フィルタ付き輸液セット ..... 1本  
(マイクロ・ドリップ150 cm)
  - Easy Vent™キャップ、密閉キャップ、ラベルセット付属