

# Soft Tissue Biopsy Needles

Non Vascular

## コアキシャルイントロデューサ

| 対応生検針 |       | イントロデューサ |         |           |
|-------|-------|----------|---------|-----------|
| ゲージ   | 長さ    | ゲージ      | 有効長     | カタログ番号    |
| ● 14G | 10 cm | ● 13G    | 4.4 cm  | CORC1410  |
|       | 15 cm |          | 9.4 cm  | CORC1415  |
| ● 16G | 10 cm | ● 15G    | 4.5 cm  | CORC1610  |
|       | 15 cm |          | 9.5 cm  | CORC1615  |
| ● 18G | 10 cm | ● 17G    | 4.5 cm  | CORC1810B |
|       | 15 cm |          | 9.5 cm  | CORC1815B |
|       | 20 cm |          | 14.5 cm | CORC1820B |
|       | 25 cm |          | 19.5 cm | CORC1825B |
| ● 20G | 10 cm | ● 19G    | 4.6 cm  | CORC2010B |
|       | 15 cm |          | 9.6 cm  | CORC2015B |
|       | 25 cm |          | 14.6 cm | CORC2020B |

包装単位：5



### コアキシャル イントロデューサ

独自のクイックリリース構造で、回す、捻るなどの操作なしでスタイレットの取外しが可能です。



## バイオプシーニードルキット

| 生検針   |            |       | イントロデューサ |         |
|-------|------------|-------|----------|---------|
| ゲージ   | カタログ番号     | 最大有効長 | ゲージ      | 有効長     |
| ● 14G | CORCA1410  | 10 cm | ● 13G    | 4.4 cm  |
|       | CORCA1415  | 15 cm |          | 9.4 cm  |
| ● 16G | CORCA1610  | 10 cm | ● 15G    | 4.5 cm  |
|       | CORCA1615  | 15 cm |          | 9.5 cm  |
| ● 18G | CORCA1810B | 10 cm | ● 17G    | 4.5 cm  |
|       | CORCA1815B | 15 cm |          | 9.5 cm  |
|       | CORCA1820B | 20 cm |          | 14.5 cm |
|       | CORCA1825B | 25 cm |          | 19.5 cm |
| ● 20G | CORCA2010B | 10 cm | ● 19G    | 4.6 cm  |
|       | CORCA2015B | 15 cm |          | 9.6 cm  |
|       | CORCA2020B | 20 cm |          | 14.6 cm |

包装単位：5



## マニュアルタイプ Tru-Cut®

適応する主な生検手技

乳 房 腎 臓 肝 臓 肺 前立腺 甲状腺

| カラーコード | 長さ      | カタログ番号  |
|--------|---------|---------|
| ○ 14 G | 11.4 cm | 2N2702X |
|        | 15 cm   | 2N2704X |
| ● 18 G | 11.4 cm | 2N2712X |

ノッチサイズ：20 mm 包装単位：10

ノッチサイズ：20 mm

