

# ペリカーディオセンテシスキット



## オールインワン

手技に必要なものがすべて同梱され、すぐに使える状態に整理されています。

## スピーディ

キットを最初から組み立てる必要がありません。

## エコノミー

個別包装と比べ、全体的なコストも節減できます。

## スペシャリティ

心嚢穿刺手技を考慮して開発されたハイフローカテーテル。

カタログ番号	キット内容
PC805	8.3 F ピッグテールカテーテル
PC101	6 F ピッグテールカテーテル
PC201	6 F ストレートカテーテル



## 8.3 F キット構成品



- 8.3 Fピッグテールカテーテル(有効長40 cm)
- 8.5 Fダイレータ(有効長22 cm)
- .035"×80 cm ダブルエンドガイドワイヤー(Jとストレート)
- 麻酔用針:25 G(3.8 cm長)
- 薬剤吸引用針:18 G(3.8 cm長)
- 穿刺針:18 G(9 cm長)
- 穿刺針:18 G(15 cm長)
- Futura 安全スカルペル#11
- 10 mL ルアーロックシリンジ
- 20 mL ルアーロックシリンジ
- 60 mL ルアーロックシリンジ
- ドレナージバッグ(デュポット):1,000 mL
- ラージボア三方活栓(2個)
- ダブルエンド ワニ口クリップケーブル
- ガーゼ(10×10 cm、10枚)
- 窓開きドレープ(60×60 cm)
- 吸水防水ドレープ(46×60 cm)

## 6 F キット構成品



- 6 Fピッグテールもしくは6 Fストレートカテーテル(有効長60 cm)
- 6 Fダイレータ(有効長22 cm)
- .035"×80 cm ダブルエンドガイドワイヤー(Jとストレート)
- 麻酔用針:22 G(6 cm長)
- 薬剤吸引用針:19 G(3.8 cm長)
- 穿刺針:18 G(9 cm長)
- 穿刺針:18 G(15 cm長)
- スカルペル#11
- 10 mL ルアーロックシリンジ
- 60 mL ルアーロックシリンジ
- ドレナージバッグ(デュポット MDD100):1,400 mL
- 三方活栓
- ダブルエンド ワニ口クリップケーブル
- ガーゼ(10×10 cm、10枚)
- 窓開きドレープ(40×40 cm)
- 吸水防水ドレープ(40×60 cm)