

# Soft Tissue Biopsy Needles

## コアキシャルイントロデューサ

対応生検針		イントロデューサ		
ゲージ	長さ	ゲージ	有効長	カタログ番号
● 14G	10 cm	● 13G	4.4 cm	CORC1410
	15 cm		9.4 cm	CORC1415
● 16G	10 cm	● 15G	4.5 cm	CORC1610
	15 cm		9.5 cm	CORC1615
● 18G	10 cm	● 17G	4.5 cm	CORC1810B
	15 cm		9.5 cm	CORC1815B
	20 cm		14.5 cm	CORC1820B
	25 cm		19.5 cm	CORC1825B
● 20G	10 cm	● 19G	4.6 cm	CORC2010B
	15 cm		9.6 cm	CORC2015B
	25 cm		14.6 cm	CORC2020B

包装単位:5



### ● コアキシャル イントロデューサ


独自のクイックリリース構造で、回す、捻るなどの操作なしでスタイレットの取外しが可能です。



## バイオプシーニードルキット

生検針			イントロデューサ	
ゲージ	カタログ番号	最大有効長	ゲージ	有効長
● 14G	CORCA1410	10 cm	● 13G	4.4 cm
	CORCA1415	15 cm		9.4 cm
● 16G	CORCA1610	10 cm	● 15G	4.5 cm
	CORCA1615	15 cm		9.5 cm
● 18G	CORCA1810B	10 cm	● 17G	4.5 cm
	CORCA1815B	15 cm		9.5 cm
	CORCA1820B	20 cm		14.5 cm
	CORCA1825B	25 cm		19.5 cm
● 20G	CORCA2010B	10 cm	● 19G	4.6 cm
	CORCA2015B	15 cm		9.6 cm
	CORCA2020B	20 cm		14.6 cm

包装単位:5



## マニュアルタイプ Tru-Cut®

適応する主な生検手技

乳房 腎臓 肝臓 肺 前立腺 甲状腺

カラーコード	長さ	カタログ番号
○ 14 G	11.4 cm	2N2702X
	15 cm	2N2704X
● 18 G	11.4 cm	2N2712X

ノッチサイズ: 20 mm 包装単位: 10

ノッチサイズ: 20 mm

