


Fountain®



※写真は4 Fです。

特 徴

- **スパイラル状に設計された注入孔** - 他にはないスパイラル状の注入孔によって、対象病変に対し治療薬を均一に注入することができます。
- **豊富なラインナップ** - 対象病変に合わせ、インフュージョンセグメントは5~50 cmをラインナップしています。
- **カテーテル** - .035インチガイドワイヤーに対応しています。
- **オクルーディングガイドワイヤー** - 治療薬がカテーテル側孔から確実に噴射されるよう先端孔を塞ぎます。

キット内容

- ①ファウンテンカテーテル本体
- ②Yコネクタ
- ③オクルーディングガイドワイヤーとキャップ
- ④スクワートデリバリーデバイス
- ⑤20 mL リザーバーシリンジ

カテーテル径	カタログ番号	有効長 (cm)	インフュージョン長 (cm)	孔数	孔径
4 F	FIS4-45-10SQ	45	10	80	.0033"
	FIS4-90-5SQ	90	5	40	.0043"
	FIS4-90-10SQ		10	80	.0033"
	FIS4-90-20SQ		20	160	.0019"
	FIS4-90-30SQ		30	240	.0015"
	FIS4-90-40SQ		40	320	.0012"
	FIS4-90-50SQ		50	400	.0010"
	FIS4-135-5SQ	135	5	40	.0043"
	FIS4-135-10SQ		10	80	.0033"
	FIS4-135-20SQ		20	160	.0019"
	FIS4-135-30SQ		30	240	.0015"
	FIS4-135-40SQ		40	320	.0012"
	FIS4-135-50SQ		50	400	.0010"
	5 F	FIS5-45-10SQ	45	10	80
FIS5-90-5SQ		90	5	40	.005"
FIS5-90-10SQ			10	80	.004"
FIS5-90-20SQ			20	160	.003"
FIS5-90-30SQ			30	240	.002"
FIS5-135-5SQ		135	5	40	.005"
FIS5-135-10SQ			10	80	.004"
FIS5-135-20SQ			20	160	.003"
FIS5-135-30SQ			30	240	.002"

包装単位：1

規 格	対応カテーテル	先端コイルワイヤー長	閉塞ボール径	プロキシマル部有効長
オクルーディングワイヤー	4 F	2.8 cm	.035"	45 cm用：69.1 cm
	5 F	3.3 cm	.042"	90 cm用：114.1 cm 135 cm用：159.1 cm

Squirt® スクワートデリバリーデバイス

カタログ番号	包装単位
FDS100	5