

Hemostasis Valve



PhD™ NEW

バナネ式のプッシュ&ホールド機構を搭載したデュアルシールタイプのYコネクタです。簡便な操作とデュアルシールにより手技中のブリードバックコントロールを容易に行えます。

内径: .096" (2.44 mm)



FLO40XR™

約50 mmのショートボディにエクステンションチューブ(15 cm)付きのサイドポートを備えた独自開発の止血弁です。

内径: .096" (2.4 mm)



FLO50™

従来のYコネクタよりも短い約60 mmのショートボディに大口径止血弁を備えた独自開発のYコネクタです。

内径: .118" (3.0 mm)



MBA™

信頼性の高いシリコン製シールとブリードバックシールの2つを併せ持つ大口径止血弁付きYコネクタであり、プッシュ&プル式でワンタッチ操作が可能です。

内径: .118" (3.0 mm)



Honor™

プッシュ&プル式で片手操作が可能な止血弁付きYコネクタです。出血量を最小限におさえながらデバイスの挿入・抜去操作を容易に行うことができます。

内径: .094" (2.4 mm)



DoublePlay™

2個の大口径止血ポートを備えた止血弁付きYコネクタです。キッシングバルーンテクニックの際にデバイスの容易なコントロールが可能です。

内径: .120" (3.1 mm)



Access-9™ (AccessPLUS)

大口径9 Fデバイス対応のスタンダードな止血弁付きYコネクタです。シーリングコントロールが容易で、素早い開閉が可能です。

内径: .120" (3.1 mm)



Passage™

7.5 Fまでのデバイスに対応するメリット社初のスタンダードな止血弁付きYコネクタです。

内径: .097" (2.5 mm)



FLO30™

インターベンションや診断用デバイスの挿入・抜去操作の際の漏れを防止するシーリング構造を備えた独自開発の止血弁です。

内径: .118" (3.0 mm)

Hemostasis Valve

製品名	規格(内径)	カタログ番号	キット内容			
			Yコネクタ	金属製 インサージョンツール	トルクデバイス	エクステンション チューブ(500 psi)
Access-9(AccessPLUS)	.120"/ 9 F 3.1 mm	MAP150	●	-	-	-
Access-9 キット		MAP111	●	●	-	-
		MAP112	●	●	●	-
DoublePlay		MAP220	●	-	-	-
DoublePlay キット		MAP221	●	●	-	-
		MAP222	●	●	●	-
PhDキット	.096"/ 7.3 F 2.44 mm	MAP800	●	-	-	-
		MAP802	●	●	●	-
Honor	.094"/ 7.2 F 2.4 mm	MAP300	●	-	-	-
Honor キット		MAP302	●	●	●	-
		MAP350	●	-	-	●(20 cm)
MBA	.118"/ 9 F 3.0 mm	MAP352	●	●	●	●(20 cm)
		MAP400	●	-	-	-
MBA キット	MAP403	●	●	●	-	
	MAP450	●	-	-	●(25.4 cm)	
	MAP453	●	●	●	●(25.4 cm)	
Passage キット	.097"/ 7.5 F 2.5 mm	MAP101	●	●	-	-
		MAP102	●	●	●	-
FLO40XR	.096"/ 7.3 F 2.4 mm	FLO40XR	●	-	-	-
FLO40XR キット		FLO40XR52	●	●	●	-
FLO50	.118"/ 9 F 3.0 mm	MAP900	●	-	-	-
FLO50 キット		MAP952	●	●	●	-

包装単位:5

製品名	規格(内径)	カタログ番号	キット内容	包装単位
FLO30	.118"/ 9 F 3.0 mm	FLO30	止血弁のみ	25